

# UKAL

Le monde de l'élevage



**ANTAHI**



[www.ukal-elevage.com](http://www.ukal-elevage.com)





# EINFACHE DRENCHING LÖSUNGEN FÜR KÄLBER UND LÄMMER DIE DIE ERNÄHRUNGSZEIT UND DEN STRESS IHRER TIERE VERMINDERN





# ANTAHI



Art. Nr. 120095



→ **2 in 1** mit Kappe und Sauger die zur **4L. Saugflasche** transformiert, für einen **leichten Übergang** zwischen saugen und drenchen.


→ Trusti Tuber wurde von einem Tierarzt entwickelt, um **Stress und Unangenehmheit des Kalbes erheblich zu vermindern**.

Das sanfte und durchsichtbare Röhrchen wird leicht aufgenommen, das Kalb wehrt sich viel weniger, was ein **effizientes und schnelles Drenching** erlaubt. Die Tests zeigen eine **50% Reduzierung** der Drenching Zeit.

→ Festes Mundstück, das mit einer Hand befestigt wird. Grosse 4 Liter Kapazität. Ergonomischer Handgriff und leistungsfähiges Auslassventil, für einen **schnellen Durchfluss, auch mit dichtem Kolostrum**.

→ **Blockierring** und Anzeige des Kalbsgewichts für eine bessere Positionierung des flexiblen Rohrs (von 20 bis 140 kg)

**2 en 1**  
**Saugflasche**  
**und**  
**Drencher**



**1)** Platzieren Sie das Mundstück damit das runde Mundschutz angenehm gegen die Nase des Kalbes positioniert wird. Halten Sie den Handgriff und den Kinn des Kalbes mit einer Hand fest, für eine erleichterte Kontrolle und Gleitung.

**2)** Gleiten Sie das Röhrchen voran durch das feste Mundstück, damit es richtig in die Speiseröhre positioniert ist.

**3)** Heben Sie die Flasche hoch um die Flüssigkeit ablaufen zu lassen. Stellen Sie sicher, dass der Kopf des Kalbes nicht die Position des Magens überschreitet, und dass das Röhrchen nicht aus der Speiseröhre herausgezogen wird, wenn die Flüssigkeit noch läuft.



# ANTAHI



**Art. Nr. 120096**



→ Mit **flexibler Riemen zur Befestigung** an der Nase für eine noch leichtere **handlose** Behandlung. **2 in 1** mit Kappe und Sauger die zur **4L. Saugflasche** transformiert, für einen leichten Übergang zwischen saugen und drenchen.

→ Flexi Tuber wurde von einem Tierarzt entwickelt, um **Stress und Unangenehmheit des Kalbes erheblich zu vermindern**. Das sanfte und durchsichtige Röhrchen wird leicht aufgenommen, das Kalb wehrt sich viel weniger, was ein **effizientes und schnelles Drenching** erlaubt. Die Tests zeigen eine **50% Reduzierung** der Drenching Zeit.

→ Festes Mundstück, das mit einer Hand befestigt wird. Grosse 4 Liter Kapazität. Ergonomischer Handgriff und leistungsfähiges Auslassventil, für einen **schnellen Durchfluss, auch mit dichtem Kolostrum**.

→ **Blockierring** und Anzeige des Kalbsgewichts für eine bessere Positionierung des flexiblen Rohrs (von 20 bis 140 kg).

**2 en 1**  
**Saugflasche**  
**und**  
**Drencher**

Der FLEXI TUBER wird genauso benutzt wie der TRUSTI TUBER mit dem Unterschied, dass er vom Kalb auf die Nase gehalten wird durch dem flexiblen Riemen. Er erlaubt Ihnen den Verhaltensstress um 88% zu vermindern, im Vergleich zu einem strengeren Ernährungssystem.



**ANTAHI**



## SAUGFLASCHE MIT SAUGER Art. Nr. 120097

- Eine Saugflasche, die besonders zur **Kälberernährung** entwickelte wurde, mit einer **4 Liter** Kapazität um weniger nachzufüllen.
- Hochwertiger Sauger für einen **sicheren Durchfluss**, ohne Verlust.
- Breite Öffnung für **einfache Füllung und Reinigung**.
- **Ergonomischer Griff** und weiten, sehr **stabilen** Boden.





## KOLOSTRUM BEUTEL x10



Art. Nr. 120098100



- **Beutel für den Kolostrum.**
- Angenehmer **Griff.**
- **Breite Öffnung** für einfache Füllung und Reinigung.
- Erleichtern die **Pasteurisierung** und ein kurzes Auftauen.
- **Grosse Kapazität** (4 Liter gefroren, flach gelegt).
- Die Beutel sind **durchsichtig** und erlauben somit den Kolostrumsinhalt zu sehen, sowie die Abnahme des Kolostrums während der Ernährung.
- Diese Beutel sind von ihrer Konzeption her **wiederverwendbar** (Dauerhaftigkeit und einfaches Reinigen). Achtung: die Anzahl der Wiederverwendungen ist von der Pflege der Beutel abhängig.
- Ein Kalb ist ohne Antikörper geboren, was ihn für Infektionen anfällig macht. Er wird **innerhalb der nächsten Stunden nach seiner Geburt, 10% seines Gewichtes in Kolostrum benötigen.** Z.B. wird ein 40 kg schweres Kalb, 4 Liter Kolostrum in weniger als 4 Stunden aufnehmen müssen.

**Verstärken  
Sie die Immunität  
ihrer Kälber  
gleich ab Geburt  
dank dem  
Kolostrum  
Beutel**







## KOLOSTRUM BEUTEL x50 Art. Nr. 120098500



## KOLOSTRUM BEUTEL x4 + Mundstück + Röhrchen Art. Nr. 120095100

## KOLOSTRUM BEUTEL x10 + Mundstück + Röhrchen Art. Nr. 120095200



## EDELSTAHL BÜRSTE FÜR BEUTEL Art. Nr. 120098

→ zur **einfachen** Reinigung!



## REHYDRIERER FÜR DEN LAMM



Art. Nr. 120097

→ Ein besonders entwickelter Rehydrierer für **Lämmer** mit spezifischem Mundstück und **sanftes durchsichtiges Röhrchen**.

→ **Mit einer Hand, einfach zu behandeln**, sehr praktisch und einfach zu halten.

→ **Ergonomische und Stabile Form**, erlaubt einen **reibungslosen** Fluss dank der Gravitation und nicht durch Druck. Sicherer und leichter zu kontrollieren. Kapazität von **240 ml**.







# UKAL

Le monde de l'élevage

**UKAL ELEVAGE**

Parc économique de la SAUER  
Rue de l'Etang  
CS 50244 ESCHBACH  
67892 NIEDERBRONN LES BAINS  
FRANCE

**UKAL FRANCE**

Tél. +33 3 88 07 40 15  
Fax +33 3 88 07 40 14  
[ukalel@ukal-elevage.com](mailto:ukalel@ukal-elevage.com)

**UKAL INTERNATIONAL**

Tél. +33 3 88 07 40 16  
Fax +33 3 88 07 40 14  
[export@ukal-elevage.com](mailto:export@ukal-elevage.com)

**UKAL CANADA INC.**

7525 rue Pion - J2R 1R8  
St Hyacinthe  
QUEBEC/CANADA  
Tél. (450) 796-1414  
Fax (450) 796-1415  
[info@ukal.ca](mailto:info@ukal.ca)

